



A TUMT -ra váró beteg kivizsgálása

Cooled ThermoTherapy prostatae

A hűtött thermoterápiás prosztata kezelés -tervezett menete:

- 1. Nagy rutin laborvizsgálat** (súlyos vérzékenység, májelégtelenség esetén kontraindikált a beavatkozás)
- 2. Kismedence UH, vagy TRUS** -pl. Prostatikus húgycső(urethra) hosszának pontos mérése , prosztata méretei (volumen) és struktúra stb.
 - Az univerzális applikátorral 3cm. és 5cm. közötti hosszúságú prostatikus húgycsőszakasz* kezelhető a BPH.
 - * (új , továbbfejlesztett applikátorok segítségével már 2,5 cm.-től 3,5 cm.-ig és 5 cm-nél hosszabb prostatikus húgycső esetében is lehet kezelni !)
- 3. Szükséges urológiai szakvizsgálatok :**
 1. Uro - Flow
 2. Vizelet /vizelet ülegyk ... Steril vizelet tenyésztés
 3. TRUS (UH) :
 - a.- A hátsó húgycső hossza - **értékelés !**
 - b.- Adenoma nagysága - **értékelés !** ... (RDV)
 4. IPSS és Q of Live teszt
 5. PSA vizsgálat -(**prosztata cc. gyanúja esetén annak további kivizsgálása szükséges !**)
 6. **Húgycső "szűkület"** kizárása - a 22 Ch (katéter méret) számára a húgycső átjárható legyen !

**** Kezelés:** A fenti adatok alkalmassága esetén -előzetes megbeszélés alapján, **egynapos sebészeti eljárás keretében elvégezhető !**